

< 붙임 3 >

일회용 마스크(KF94) 선택 및 취급 시 주의사항

‘의약외품’ 표시를 꼭! 확인하고 구매 하세요.

- KF94 마스크는 식약처의 허가를 받고 판매하는 보건용 마스크로, 구매할 때 제품 포장에 ‘의약외품’ 및 ‘KF94’ 표시가 있는지 반드시 확인하고 구매해야 한다.
- 보건용 마스크의 허가 현황은 의약품안전나라(nedrug.mfds.go.kr) - 고시/공고/알림 - 코로나19관련 허가승인현황에서 확인할 수 있다.

착용자의 얼굴 특성에 맞는 마스크를 선택하는 것이 중요!!!

- 마스크가 착용자의 얼굴에 비해 크면 잘 밀착되지 않고 틈이 생겨 입자 차단 성능이 떨어 질 수 있고, 너무 작으면 귀가 당겨져 통증이 생길 수 있다.
- 마스크별 유형과 세부치수(가로, 세로, 끈 길이 등) 정보를 확인하여 본인의 얼굴 특성(크기, 형태)에 잘 맞는 마스크를 선택하는 것이 바람직하다.

보건용 마스크 사용 및 취급 요령

- 마스크를 착용할 때에는 입과 코를 완전히 가리도록 착용한다.
- 보건용 마스크의 정전필터는 물에 닿으면 성능이 떨어지므로 세탁하여 사용하지 말고, 한 번 사용한 마스크는 재사용하지 않는 것이 좋다.

※ 소비자 피해가 발생하면, ‘소비자24(모바일 앱, www.consumer.go.kr)’를 통해 거래내역, 증빙서류 등을 갖추어 온라인 상담 또는 피해구제를 신청할 수 있다.